

INHALT:

- FES / TENS Therapiegerät
- 2 unabhängigen Kanälen
- 2 Elektrodenverbindungskabel mit 2 Kabelverzweigungen
- 8 selbstklebende Elektroden
- je nach Ausstattung mit Anal- oder Vaginaelektrode
- Clip zur Befestigung am Gürtel
- Interne wiederaufladbare Ni-Mh Batterie (Technologie LL- long-lasting)
- Batterieladegerät
- Gebrauchsanleitung
- Etui für den Transport

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- Kombinierte Elektrotherapie mit 2 unabhängigen Kanälen;
- zweiphasiger und kompensierter Impulsgeber: die Strommenge, die von dem positiven zu dem negativen Pol fließt, ist dieselbe und konstant, dies verhindert die gefährliche Wärmewirkung der Polarisierung.
- 9 INKONTINENZ (urinal und fäkal) Programmen;
- 14 TENS Programme;
- 13 frei programmierbare Speicher TENS – NEMS;
- Einfache Menüführung;
- Verbleibende Therapiezeit und Programminstruktionen werden im Display angezeigt.;
- Interne wieder aufladbare Batterien (herausnehmbar).
- Backlight display;
- Maximale Intensität: 200 mApp;
- CE0476 medical device

Dieses Gerät wurde speziell für die INKONTINENZ Behandlung entwickelt (urinal und fäkal). Das Gerät verfügt über 9 INKONTINENZ Programme und wird zusammen mit den Sonden für vaginalen oder analen Einsatz verwendet (im Lieferumfang enthalten, aber auch als Zubehör erhältlich). Zusätzlich bietet dieses Modell 14 TENS Programme für Schmerzbehandlung und 13 freie Speicher um TENS (Schmerztherapie) oder NEMS (neuromuskuläre Stimulation) Protokolle zu hinterlegen.

P 14 TENS Programme	9 INKONTINENZ Programme	13 freie Speicher
Tens konventionel (schnell)	Belastungs- (Stress) urinal und fäkal INKONTINENZ 1	TENS mem 1
Tens Endorphin (verzögert)	Belastungs- (Stress) urinal INKONTINENZ 2	TENS mem 2
Tens Hyperstimulation	Belastungs- (Stress) urinal INKONTINENZ 3	TENS mem 3
Entzündungshemmend	Dranginkontinenz urinal und fäkal 1	TENS mem 4
Cervicalgie/Spannungskopfschmerz	Dranginkontinenz urinal 2	TENS mem5
Rückenschmerzen/Ischialgie	Dranginkontinenz urinal 3	NEMS mem1
Verstauchungen / Blutergüsse	Vermischte urinal und fäkal INKONTINENZ 1	NEMS mem2
Durchblutung	Vermischte urinal INKONTINENZ 2	NEMS mem3
Entspannung der Muskeln	Vermischte urinal INKONTINENZ 3	NEMS mem4
Handgelenkschmerzen		NEMS mem5
Fusssohlen Stimulation		NEMS alternierende Kanäle 1/2
Epicondylitis / Tennisarm		NEMS alternierende Kanäle 1/2
Epitroclea / Golferarm		Batterie Test
Periarthritis /		
Schultergelenkentzündung		
Abmessungen: 140 X70 X 30 mm		



Abmessungen des Apparats: 140 X70 X 30 mm