


INHALT

- TENS und NEMS Elektrotherapie mit grafischem Display
- 2 Verbindungskabel mit Kabelverzweigungen (8 Elektroden anschließbar)
- Gegelte, selbstklebende Elektroden
- Aufladbares Ni-Mh Batterien mit neuer LL Technologie (long lasting)
- Ladegerät
- Gürtelhalterung
- Benutzerhandbuch und Handbuch zum Platzieren der Elektroden
- Tragetasche



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- Kombinierte Elektrotherapie mit 2 unabhängigen Kanälen;
- zweiphasiger und kompensierter Impulsgeber: die Strommenge, die von dem positiven zu dem negativen Pol fließt, ist dieselbe und konstant, Dies verhindert die gefährliche Wärmewirkung der Polarisierung.
- TENS – NEMS – BEAUTY programme; 13 frei programmierbare Speicher TENS – NEMS;
- Einfache Menüführung;
- Verbleibende Therapiezeit und Programminstruktionen werden im Display angezeigt.;
- Interne wieder aufladbare Batterien (herausnehmbar) ; Backlight display;
- Maximale Intensität: 200 mApp;
- CE0476 medical device.

14 TENS Programme	21 NEMS (Sport) Programme	15 BEAUTY Programme
Tens konventionell (schnell)	Aufwärmen	Straffung – Oberschenkel und Rumpf
Tens Endorphin (verzögert)	Ausdauer – Obersckel und Rumpf	Straffung - Unterschenkel
Tens Hyperstimulation	Ausdauer – unterer Schenkel	Kräftigung –Oberschenkel und Rumpf
Entzündungshemmend	Ausdauer und Kraft- Oberschenkel und Rumpf	Kräftigung - Unterschenkel
Zervikalgie/Spannungskopfschmerzen	Ausdauer und Kraft – unterer Schenkel	Konturierung – Oberschenkel und Rumpf
Rückenschmerzen/Ischialgie	Basiskraft – Oberschenkel und Rumpf	Konturierung - Unterschenkel
Verstauchungen / Blutergüsse	Basiskraft –Unterschenkel	Modellierung
Durchblutung	Schnelle Kraft – Oberschenkel und Rumpf	Microlifting
Entspannung der Muskeln	Schnelle Kraft – Unterschenkel	Lipolyse / Fettspaltung –Bauch
Handgelenksschmerzen	Explosive Kraft – Oberschenkel und Rumpf	Lipolyse / Fettspaltung – Schenkel
Fusssohlen Stimulation	Explosive Kraft – Unterschenkel	Lipolyse / Fettspaltung - Hüften
Epicondylitis / Tennisarm	Tiefe Kapillarisation	Lipolyse / Fettspaltung – Arme
Epitroclea / Golferarm	Erholung der Muskeln	Elastizität des Gewebes
Periarthritis / Schultergelenkentzündung	Agonist-antagonist	Kapilarisation
13 FREIE SPEICHER	Sequentielle tonische Kontraktionen – Oberschenkel und Rumpf	Schwere Beine
5 freie Speicher TENS	Sequentielle tonische Kontraktionen – Unterschenkel	
7 freie Speicher NEMS	Sequentielle phasische Kontraktionen – Oberschenkel und Rumpf	
1 Batterie TEST	Sequentielle phasische Kontraktionen – Unterschenkel	
	Entspannung der Muskeln	
	Tiefe Massage	
	EMS	

Abmessungen: 114 X 68 X 26 mm