

**INHALT:**

- TENS / FES / EMS Therapiegerät
- 2 unabhängigen Kanälen
- 2 Elektrodenverbindungskabel mit 2 Kabelverzweigungen
- 4 selbstklebende Elektroden
- Ionophoresekit
- Clip zur Befestigung am Gürtel
- Interne wiederaufladbare Ni-Mh Batterie (Technologie LL- long-lasting )
- Batterieladegerät
- Gebrauchsanleitung
- Etui für den Transport

**TECHNISCHE HAUPTMERKMALE**

- Elektrotherapie in Kombination mit 2 unabhängigen Kanälen mit der Möglichkeit bis zu 4 Elektroden anzuschließen
- Digitale Tastatur mit einfacher und intuitiver Bedienung
- Hinweise zum laufenden Programm und der verbleibenden Zeit, die direkt auf dem Display
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestelltes FES Programm
- Betrieb mit wiederaufladbarer interner/tauschbarem Akkusystem
- Maximale Intensität 200 mA
- Impulsdauer der Wellenform 30-240 microseconds
- Medizinisches Gerät nach CE0476 zertifiziert

- 3 IONOPHORESE Programme;
- 7 REHABILITATIONS Programme;
- 14 TENS Programme;
- 12 frei programmierbare Speicher TENS – NEMS;

Dieses Iontophoresegerät wurde speziell für die Rehabilitation und die funktionelle Erholung entwickelt. Der Einsatz ist für Pathologien wie Arthritis, Arthrose, Lumbalgie (Rücken), Ischias und Halswirbelbereichs- (cervical) Schmerzen, Muskelbeanspruchungen, etc., vorgesehen. Zudem hat das Modell 3 spezifische Programme um IONOPHORESE durchzuführen. IONOPHORESE ist eine Technik der Elektrotherapie, welche Strom nutzt um Medizin (Schmerzmittel) direkt an die schmerzende Stelle zu bringen. Diese Technik birgt 2 Vorteile: keine orale Einnahme von Medizin (Schmerzmittel); und die Medizin wirkt direkt an der schmerzenden Stelle.

<b>P 14 TENS Programme</b>	<b>10 REHAB programs</b>	<b>13 freie Speicher</b>
Tens konventionel (schnell)	Ionophoresis L	TENS mem 1
Tens endorphin (verzögert)	Ionophoresis M	TENS mem 2
Tens Hyperstimulation	Ionophoresis H	TENS mem 3
Entzündungshemmend	Mikrostrom	TENS mem 4
Cervicalgie/Spannungskopfschmerzen	Hämatom / Bluterguss	TENS mem5
Rückenschmerzen/Ischialgie	Ödem	NEMS mem1
Verstauchungen / Blutergüsse	Tens sequentiell (fortlaufend)	NEMS mem2
Durchblutung/Vaskularisierung	Tens Burst (Impuls)	NEMS mem3
Entspannung der Muskeln	Atrophy (Muskelschwund) Vorsorge	NEMS mem4
Handgelenkschmerzen	Muskelschwund	NEMS mem5
Fusssohlen Stimulation		NEMS alternierende Kanäle 1/2
Epicondylitis / Tennisarm		NEMS alternierende Kanäle 1/2
Epitroclea / Golferarm		Batterie Test
Periarthritis / Schultergelenkentzündung		
<b>Abmessungen: 140 X 70 X 30 mm</b>		